


Größensystem
Umfang

TRADITIONAL, ULCER X


		Umfangmaß in cm							
		S	S PLUS	M	M PLUS	L	L PLUS	XL*	XL PLUS*
	cT		bis 80		bis 90		bis 100		
	cH		bis 110		bis 120		bis 130		
	cG	42-52	50-60	50-60	58-68	58-68	66-76		
	cF	41-50	45-54	48-57	53-62	55-64	61-70		
	cE	32-37	36-41	35-40	40-45	38-43	44-49		
	cD	28-34	32-38	31-37	36-42	34-40	40-46	38-43	44-49
	cC	31-36	35-40	34-39	39-44	37-42	43-48	40-45	47-52
	cB ₁	24-29	24-29	29-32	29-32	32-36	32-36	35-39	35-39
	cB	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-32	29-32
	cY	28-32	28-32	32-35	32-35	35-38	35-38	38-41	38-41
	cA	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-32	29-32

A-T = Strumpfhose; **A-G** = Schenkelstrumpf;
A-F = Halbschenkelstrumpf; **A-D** = Wadenstrumpf

* Grösse XL / XL PLUS nur bei ULCER X erhältlich

Größensystem
Länge

TRADITIONAL, ULCER X



Längenmaß in cm							
short	33–37	short	56–60	short	61–70	short	61–70
long	38–44	long	61–70	long	71–80	long	71–80
				x-long*	81–90		


* Länge x-long nur bei TRADITIONAL Postoperative Versorgung A-G Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung

Standardgrößensystem **MAGIC, COMFORT, COTTON, JAMES** Umfang

		Umfangmaß in cm											
		XXS	XXS PLUS	XS	XS PLUS	S	S PLUS	M	M PLUS	L	L PLUS	XL	XL PLUS
	cT	60-75	65-80	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
	cH	75-90	80-95	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	115-130	125-140
	ohne Haftrand	42-54	47-59	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79	66-79	73-85
	cG mit Haftrand	42-52	47-56	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76	66-76	73-85
	A-T												
	A-G	38-49	41-52	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	59-70	63-78
	cF												
	cE	29-36	33-40	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	45-52	46-53
	cD	23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
	cC	25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-45	38-45	42-49	42-49	43-51
A-D													
cB₁	22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39	
cB	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32	
cY	27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39	
cA	18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32	

A-T = Strumpfhose; **A-G** = Schenkelstrumpf; **A-D** = Wadenstrumpf

Standardgrößensystem **MAGIC, COMFORT, COTTON, JAMES**
 Länge



Längenmaß in cm					
short*	31–34	short	56–64	short**	56–64
normal	35–40	normal	65–74	normal	65–74
long	41–45	long	75–84	long	75–84

* Länge short nur bei COTTON A-D mit Trikotbund der CCL 2, in den Farben black und nature

** Länge short nur bei COTTON A-T mit Trikotbund der CCL 2 und 3, in der Farbe nature